

Anti-Abca4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78363

Artikelnummer: CM0012846



Einführung

ABCA4-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde und mit menschlichen, Maus- und Rattenproben reagiert. Er zielt auf den retinaspezifischen ABC-Transporter ABCA4 ab, der für die Retinoid-Clearance in Photorezeptoren essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCA4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FFM; RMP; ABCR; RP19; STGD; ABC10; ARMD2; CORD3; STGD1; ABCA4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	24
GeneID	24
Immunogen	Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 110-300 des menschlichen ABCA4 (NP_000341.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78363
Proteingewicht	256 kDa
Versand	Kühlakku