


Anti-Abca7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izy2

Artikelnummer: CM0023778



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes ABCA7, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Phospholipid-Transporter, der mit der Alzheimer-Krankheit und dem Lipid-Homöostase in Verbindung gebracht wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCA7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AD9; ABCX; ABCA-SSN; ABCA7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10347
Gen-ID	10347
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2010-2146 von humanem ABCA7 (NP_061985.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IZY2
Proteingewicht	234kDa
Versand	Eisbeutel