

Anti-Abca8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 094911

Artikelnummer: CM0021169

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen ABCA8, validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch und Ratte. Dieser ATP-bindende Kassettransporter importiert organische Anionen und vermittelt den Cholesterin-Efflux, wodurch der Antikörper geeignet für Forschung zu Arzneimitteltransport und Lipidmetabolismus ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ABCA8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABCA8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10351
GenID	10351
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 425-495 von menschlichem ABCA8 (NP_009099.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O94911
Proteingewicht	184 kDa
Versand	Eisbeutel