

Anti-Abca8A-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8K442

Artikelnummer: CM0021678

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen murines ABCA8A, geeignet für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreaktiv mit Human und Ratte. Nützlich für Studien zum Cholesterinausstrom und zur HDL-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCA8A-Kaninchen-pAb
Art	Maus
Gen-ID (Maus)	217258
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 690-828 des murinen ABCA8A (NP_694785.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8K442
Proteingewicht	184 kDa
Versand	Eisbeutel