


Anti-Abcb11-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - O95342

Artikelnummer: CM0018732



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ABCB11 (BSEP), validiert für IF/ICC und ELISA. Erkennt Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Gallensalz-Exportpumpe, Untersuchungen des hepatischen Transports und die Erforschung der Cholestase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCB11-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8647
GeneID	8647
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1050–1150 des humanen ABCB11 (NP_003733.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O95342
Proteingewicht	146 kDa
Versand	Kühlakku