


Anti-Abcb11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95342

Artikelnummer: CM0027707



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ABCB11 (BSEP), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Gallensalztransport und zur intrahepatischen Cholestase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCB11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8647
Gen-ID	8647
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1050-1150 von humanem ABCB11 (NP_003733.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95342
Proteingewicht	146kDa
Versand	Eisbeutel