


Anti-Abcb4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21439

Artikelnummer: CM0030829



Einführung

Hochwertiger Anti-ABCB4-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit menschlichem und murinem ABCB4, einer für die biliäre Lipidsekretion entscheidenden Phospholipid-Floppase. Ideal für die Erforschung von hepatobiliären Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCB4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GBD1; ICP3; MDR2; MDR3; PGY3; ABC21; MDR2/3; PFIC-3; ABCB4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5244
GenID	5244
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-110 von menschlichem ABCB4 (NP_061337.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P21439
Proteingewicht	142 kDa
Versand	Eisbeutel