


## Anti-Abcb7-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75027

Artikelnummer: CM0015236



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ABCB7, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für Studien zum Transport mitochondrialer Eisen-Schwefel-Cluster und zur Häm-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ABCB7-Kaninchen-pAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | ABCB7; ASAT; Atm1p; EST140535; ABCB7                                                                                   |
| Art               | Mensch                                                                                                                 |
| Gen-ID            | 22                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 503-753 des humanen ABCB7 (NP_004290.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                    |
| SWISS             | O75027                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 83 kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                               |