

Anti-Abcb8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nut2

Artikelnummer: CM0030529



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ABCB8, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ziel ist die mitochondriale Kaliumkanal-ATP-bindende Untereinheit, die am Eisentransport und der Herzfunktion beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCB8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MABC1; M-ABC1; MITOSUR; EST328128; ABCB8
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11194
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend Aminosäuren 469-718 von humanem ABCB8 entspricht (NP_009119.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NUT2
Protein-Gewicht	80kDa
Versand	Eistasche