

Anti-Abcc5/Mrp5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If-P Und Elisa - O15440

Artikelnummer: CM0025839



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ABCC5/MRP5 gerichtet ist und für IF-P- und ELISA-Anwendungen validiert wurde. MRP5 ist ein ATP-abhängiger Transporter, der an der Arzneimittelresistenz und dem Metabolit-Efflux beteiligt ist. Geeignet für Forschung in Onkologie und Pharmakologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ABCC5/MRP5 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145
Spezies	Mensch
GenID	10057
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1101-1200 von humanem ABCC5/MRP5 (NP_005679.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15440
Proteingewicht	161kDa
Versand	Eisbeutel