

Anti-Abcc6 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - O95255

Artikelnummer: CM0027206



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen menschliches ABCC6, geeignet für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von ABC-Transportern, Arzneimittelresistenz und Pseudoxanthoma elasticum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCC6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ARA; PXE; MLP1; MRP6; PXE1; URG7; ABC34; GAC12; MOATE; MOAT-E; EST349056; ABCC6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	368
GenID	368
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 830-940 von menschlichem ABCC6 (NP_001162.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O95255
Proteingewicht	165 kDa
Versand	Eisbeutel