


Anti-Abcd1 / Ald Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P33897

Artikelnummer: CM0007568



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen ABCD1/ALDP (Aminosäuren 650–745). Geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit humanem und murinem ABCD1. ABCD1 ist ein ATP-abhängiger VLCFA-Transporter, der für den Fettsäurestoffwechsel in Peroxisomen entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCD1 / ALD Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1 / ALD
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	215
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 650–745 des humanen ABCD1 / ALD (NP_000024.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P33897
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku