


Anti-Abcd1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P33897

Artikelnummer: CM0013027



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes ABCD1 (ALDP), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines ABCD1; geeignet für Forschung zu peroxisomalen Transport und Adrenoleukodystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	215
Gen-ID	215
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 340-500 des humanen ABCD1 (NP_000024.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P33897
Proteinmasse	83 kDa
Versand	Eisbeutel