


Anti-Abce1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61221

Artikelnummer: CM0006184



Einführung

Anti-ABCE1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus. Ziel ist Ribosomen-Recycling und RNase L-Inhibierung; ideal für Translations- und antivirale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCE1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASELI; ABCE1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6059
Gen-ID	6059
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-599 von humanem ABCE1 (NP_002931.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P61221
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel