


Anti-Abce1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P61221

Artikelnummer: CM0025758



Einführung

ABCE1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P61221) erkennt menschliches und murines ABCE1, einen Ribosomen-Recycling-Faktor und RNase L-Inhibitor. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung von Translation, mRNA-Überwachung und antiviralen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCE1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (pAb)
Bemerkungen/Alias	RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASELI; ABCE1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6059
Gen-ID	6059
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 320-599 von menschlichem ABCE1 (NP_002931.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P61221
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel