


Anti-Abcf1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ne71

Artikelnummer: CM0003418



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Anti-ABCF1-Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Zielt auf menschliches ABCF1/ABC50, einen Translationsinitiationsfaktor und ATP-bindendes Kassettenprotein. Ideal für Forschungs- und Diagnostikanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ABC27; ABC50; ABCF1
Spezies	Mensch
Gen-ID	23
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 746-845 von menschlichem ABCF1 (Q8NE71) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NE71
Proteinmasse	96 kDa
Versand	Eisbeutel