

Anti-Abcf2 Polyclonale Antikörper Für Wb - Q9Ug63

Artikelnummer: CM0030313

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen ABCF2 (SWISS: Q9UG63), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch und Maus. Ideal für ABC-Transporter-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCF2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; ABCF2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10061
GenID	10061
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 von menschlichem ABCF2 (NP_005683.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UG63
Proteinmasse	71 kDa
Versand	Eisbeutel