

Anti-Abcg1 Kaninchen-Polklonale Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45844

Artikelnummer: CM0030897



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper, die humanes ABCG1 targetieren, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, IHC und ELISA. Erkennt ABCG1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte, geeignet für Studien zu Cholesterin-/Phospholipid-Efflux.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABC8; WHITE1; ABCG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9619
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 6-120 von humanem ABCG1 (NP_004906.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45844
Proteinmasse	76kDa
Versand	Eisbeutel