

Anti-Abcg2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Unq0

Artikelnummer: CM0029398



Einführung

CamelBio bietet einen polyklonalen Kaninchen-Antikörper an, der gegen humanes ABCG2 (BCRP) gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Dieser 72 kDa Multidrug-Transporter spielt eine Schlüsselrolle bei der Arzneimittelresistenz und dem Efflux von Metaboliten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481; ABCG2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9429
Gen-ID	9429
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem ABCG2 (NP_004818.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNQ0
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel