

Anti-Abcg2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Unq0

Artikelnummer: CM0004758



Einführung

Hochwertiger Anti-ABCG2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper (Q9UNQ0), validiert für WB, IF-P, ELISA bei Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung von Arzneimittelresistenz, Harnsäuretransport und Stammzellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCG2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9429
GeneID	9429
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von menschlichem ABCG2 entspricht (NP_004818.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UNQ0
Proteingewicht	68 kDa/72 kDa
Versand	Eisbeutel