


Anti-Abcg8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H221

Artikelnummer: CM0019794



Einführung

Anti-ABCG8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Mensch und Ratte. Erkennt Sterolin-2, einen wichtigen Steroltransporter, der an der Nahrungscholesterin-Aufnahme und der biliären Ausscheidung beteiligt ist. Geeignet für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCG8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GBD4; STSL; STSL1; ABCG8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64241
Gen-ID	64241
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-320 von humanem ABCG8 (NP_071882.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9H221
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel