

Anti-Abhd4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tb40

Artikelnummer: CM0018988

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ABHD4 (Alpha/Beta-Hydrolase-Domain-haltiges Protein 4), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von N-Acylphosphatidylethanolamin-Lipase und Endocannabinoid-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABHD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABH4; ABHD4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	63874
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 223-342 von humanem ABHD4 (NP_071343.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TB40
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel