

Anti-Abhd6 Kaninchen-Mak Für Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - Q8R2Y0

Artikelnummer: CM0011305

Einführung

KO-validierter rekombinanter Abhd6-Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB, IF-F, IHC-P, ELISA. Erkennt ABHD6 in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Lipidstoffwechsel und zur Endocannabinoid-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Abhd6 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	AA673485; AV065425; 0610041D24Rik; ABHD6
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	57406
Gen-ID	66082
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 119-315 von Maus-Abhd6 (NP_001317993.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8R2Y0
Protein-Gewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel