


Anti-Abi1-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izp0

Artikelnummer: CM0021121



Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ABI1 (Abi-1, E3B1) für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt endogenes ABI1 in humanen, Maus- und Rattenproben – geeignet für Studien zu Zellsignalgebung, Zytoskelettdynamik und Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABI1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	E3B1; ABI-1; ABLBP4; NAP1BP; SSH3BP; SSH3BP1; ABI1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10006
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 180-230 von humanem ABI1 (NP_001012770) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IZP0
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel