


Anti-Abl2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P42684

Artikelnummer: CM0002145



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes ABL2 (ARG) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Ratte. Validiert für die Forschung an Zytoskelettumbau und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABL2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ARG; ABLL; ABL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27
GenID	27
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem ABL2 (P42684) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P42684
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel