

Anti-Ablim2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6H8Q1

Artikelnummer: CM0021795



Einführung

Hochwertiger Anti-ABLIM2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Skelettmuskelforschung und den Nachweis des Actin-binding LIM-Proteins 2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABLIM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABLIM2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84448
GenID	84448
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q6H8Q1
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel