

Anti-Acaa1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09110

Artikelnummer: CM0022197



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ACAA1 (3-Ketoacyl-CoA-Thiolase) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet für die Untersuchung der peroxisomalen Beta-Oxidation von Fettsäuren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	30
GenID	30
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 210-310 von humanem ACAA1 (NP_001598.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P09110
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel