

## Anti-Acaa1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09110

Artikelnummer: CM0026955



### Einführung

ACAA1 Kaninchen-pAb, validiert für WB und ELISA, zielt auf peroxisomale 3-Ketoacyl-CoA-Thiolase bei Mensch und Ratte ab. Ideal für Studien zum Fettsäurestoffwechsel und zur peroxisomalen Beta-Oxidation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ACAA1 Kaninchen-pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1                                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GenID             | 30                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 27-300 von menschlichem ACAA1 (NP_001598.1) umfasst |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                                   |
| SWISS             | P09110                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 44kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |