


Anti-Acaa2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42765

Artikelnummer: CM0002187



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ACAA2 (3-Ketoacyl-CoA-Thiolase). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Fettsäurestoffwechsel- und mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAA2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DSAEC; ACAA2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10449
Gen-ID	10449
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 298-397 von humanem ACAA2 (P42765).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42765
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel