


Anti-Acaa2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42765

Artikelnummer: CM0010364



Einführung

Für WB, IHC-P und ELISA validierter monoklonaler ACAA2-Kaninchenantikörper. Erkennt die 3-Ketoacyl-CoA-Thiolase (42 kDa) des Menschen, der Maus und der Ratte, ein mitochondriales Enzym der β -Oxidation von Fettsäuren. Ideal für IVD und die Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAA2-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	DSAEC
Spezies	Mensch
Gen-ID	10449
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 17-271 des humanen ACAA2 (NP_006102.2) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42765
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku