


Anti-Acaa2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42765

Artikelnummer: CM0021020



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ACAA2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Beta-Oxidation und zum Fettsäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DSAEC; ACAA2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10449
GeneID	10449
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 von humanem ACAA2 (NP_006102.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42765
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel