


Anti-Acac1/Acc1 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q13085

Artikelnummer: CM0022721



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ACAC1 (ACC1), validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Anwendungen in der Forschung zur Fettsäurebiosynthese und zum Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAC1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; acetyl-ACC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	31
Gen-ID	31
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-75 des humanen ACAC1 (NP_942133.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13085
Proteingewicht	266 kDa
Versand	Kühlakku