

## Anti-Acad11 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q709F0

Artikelnummer: CM0013012



### Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes ACAD11, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Detektiert ein ~87 kDa Protein, das an der Beta-Oxidation von Fettsäuren im ZNS beteiligt ist. Geeignet für metabolische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Spezifikation                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | ACAD11 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Aliase | ACAD-11; ACAD11                                                                                                            |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                     |
| Gen-ID (Mensch)    | 84129                                                                                                                      |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-230 von humanem ACAD11 (NP_115545.3) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS              | Q709F0                                                                                                                     |
| Proteinmasse       | 87kDa                                                                                                                      |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                  |