

Anti-Acad8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Z0M6

Artikelnummer: CM0019228

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen ACAD8 (IBDH/ARC42) für Anwendungen in WB und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Leukozytenadhäsion und -migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAD8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IBDH; ARC42; ACAD-8; ACAD8
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	27034
GeneID	27034
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-415 des menschlichen ACAD8 (NP_055199.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Z0M6
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel