

Anti-Acad9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H845

Artikelnummer: CM0026155



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ACAD9 gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Wesentlich für Studien zur Montage des mitochondrialen Komplex I und zur Fettsäureoxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAD9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPD002; MC1DN20; ACAD9
Spezies	Mensch
Gen-ID	28976 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von humanem ACAD9 (NP_054768.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H845
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel