


Anti-Acadl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28330

Artikelnummer: CM0016571



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ACADL (LCAD). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zur mitochondrialen Fettsäureoxidation. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 31-210 abdeckt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACADL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LCAD; ACAD4; ACADL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	33
GenID	33
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-210 von humanem ACADL (NP_001599.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28330
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel