

Anti-Acadm-(Mcad)-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11310

Artikelnummer: CM0018780



Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ACADM (MCADH), hergestellt gegen rekombinantes ACADM-Protein. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Fettsäureoxidation und mitochondrialer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACADM-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MCAD, ACAD1, MCADH
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	34
GeneID	34
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-220 des humanen ACADM (NP_000007.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11310
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Icebag