

Anti-Acadm Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11310

Artikelnummer: CM0009980



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das menschliche ACADM (MCAD)-Protein für die Erforschung der mitochondrialen Beta-Oxidation von Fettsäuren. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. 47 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACADM Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	MCAD; ACAD1; MCADH; ACADM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	34
Gen-ID	34
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11310
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel