


Anti-Acads Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Artikelnummer: CM0015136



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ACADS (Kurzketten-spezifische Acyl-CoA-Dehydrogenase) validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Optimal für die Erforschung der mitochondrialen Fettsäure-Beta-Oxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACADS Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SCAD; ACAD3; ACADS
Spezies	Human
Gen-ID	35
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem ACADS (NP_000008.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16219
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eistüte