


Anti-Acads Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P16219

Artikelnummer: CM0026764



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ACADS (SCAD), kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Validiert für WB, IP und ELISA. Zielt auf kurzkettige Acyl-CoA-Dehydrogenase für die Forschung zur mitochondrialen Fettsäure-Beta-Oxidation ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACADS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCAD; ACAD3; ACADS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	35
Gen-ID	35
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem ACADS (NP_000008.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16219
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel