

Anti-Acadsb-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P45954

Artikelnummer: CM0016733



Einführung

ACADSB-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA; erkennt menschliches, Maus- und Ratten-ACADSB. Ideal zur Untersuchung der Oxidation verzweigtkettiger Fettsäuren und des L-Isoleucin-Stoffwechsels. SWISS: P45954.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACADSB-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/ Alias	ACAD7; SBCAD; 2-MEBCAD; ACADSB
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	36
Gen-ID	36
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 133-432 des menschlichen ACADSB entspricht (NP_001600.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45954
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku