

Anti-Acadvl Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49748

Artikelnummer: CM0029947



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ACADVL, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt endogenes ACADVL in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung von Störungen der mitochondrialen Fettsäure-Beta-Oxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACADVL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACAD6; LCACD; VLCAD; ACADVL
Spezies	Human
GeneID (Human)	37
GeneID	37
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (aa 1-140) von humanem ACADVL (NP_000009.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49748
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel