

Anti-Acap2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15057

Artikelnummer: CM0015169



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches ACAP2 (Arf-GAP with coiled-coil, ANK repeat and PH domain-containing protein 2), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 88 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAP2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CENTB2; CNT-B2; ACAP2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23527
Gen-ID	23527
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-160 von menschlichem ACAP2 (NP_036419.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15057
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel