


Anti-Acat1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24752

Artikelnummer: CM0003587



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ACAT1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen und Rattenproben. Ideal für die Beta-Oxidations- und Ketonkörperstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	38
Gen-ID	38
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 328-427 von humanem ACAT1 (P24752) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P24752
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel