


Anti-Acat1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24752

Artikelnummer: CM0007642



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen menschliches ACAT1 gerichtet ist, ein wichtiges mitochondriales Enzym in der Beta-Oxidation von Fettsäuren und im Ketonkörper-Stoffwechsel. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für metabolische und mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	38
Gen-ID	38
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 34-427 von menschlichem ACAT1 (NM_000019.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24752
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel