


Anti-Acat1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24752

Artikelnummer: CM0014984



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes ACAT1, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Validiert für Forschung zu Fettsäureoxidation und Ketonkörperstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAT1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliaße	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	38
GenID	38
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-145 des menschlichen ACAT1 (NP_000010.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24752
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel