


Anti-Acat2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9Bwd1

Artikelnummer: CM0003751



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches ACAT2 (Acetyl-CoA-Acetyltransferase 2) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Cholesterinbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAT2 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	ACAT2; Acetyl-CoA-Acetyltransferase 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	39
Gen-ID	39
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von menschlichem ACAT2 (Q9BWD1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BWD1
Proteinmasse	41kDa
Versand	Eisbeutel