


Anti-Acat2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bwd1

Artikelnummer: CM0024945



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes ACAT2, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt Maus und Ratte. Zytosolische Acetyl-CoA-Acetyltransferase beteiligt an der Cholesterinbiosynthese. Für IVD-Rohstoffversorgung und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACAT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACAT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	39
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 159-277 von humanem ACAT2 (NP_005882.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BWD1
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel