

Anti-Acc1 (Ko-Validiert) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Swu9

Artikelnummer: CM0031090

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ACC1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Essentiell für die Fettsäuresynthese-Forschung; geliefert von CamelBio als One-Stop-IVD-Rohmaterialpartner.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] ACC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Acac; Acc1; Gm738; A530025K05Rik
Spezies	Maus
GeneID (human)	31
GeneID	107476
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2246-2345 von humanem ACC1 (NP_579938.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5SWU9
Proteingewicht	265 kDa/270 kDa
Versand	Eisbeutel