


Anti-Acc1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13085

Artikelnummer: CM0002149



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes ACC1, ein Schlüsselenzym der Fettsäurebiosynthese. Geeignet für WB, IHC-P, IP, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für metabolische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	31
GeneID	31
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem ACC1 (Q13085) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13085
Proteinmasse	266 kDa
Versand	Eisbeutel